

Wózek aluminiowy



V200

Wózek skierowany jest do osób, które oczekują od swojego sprzętu trochę więcej niż parametrów standardowych. W V200 niektóre z nich można zmieniać, dopasowując wózek do indywidualnych wymagań.

Gwarancja jakości. V200 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu: TUV, CERAH itp. Wózek jest również certyfikowany pod względem CRASH TESTU i spełnia normę ISO 7176-19. Wykonany jest z wysokiej jakości aluminium co pozwoliło zredukować jego wagę.

V200 jest konstrukcją, która umożliwia zmianę podstawowych parametrów:

- 4 wysokości siedziska od podłoża,
- 2 głębokości siedziska,
- 3 wysokości podparcia pod łokieć,
- 3 głębokości podparcia pod łokieć,
- 5 poziomów nachylenia siedziska.



rama:



tapicerka



57
60
62
64
66
68



39
42
44
46
48
50



22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24



47-50-53
47-50-53
47-50-53
47-50-53
47-50-53
47-50-53



44-46
44-46
44-46
44-46
44-46
44-46



40-54
40-54
40-54
40-54
40-54
40-54



40
40
40
40
40
40



15,2
najcięższa część
9



130 kg

XXL

71
74
78

53
56
60

22-23-24
22-23-24
22-23-24

47-50-53
47-50-53
47-50-53

44-46
44-46
44-46

40-54
40-54
40-54

40
40
40

~22
z elastyczną
tapicerką

175 kg

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

