



JazzS50 to konstrukcja już legendarna. Zawiera w sobie wszystko te cechy, które stanowią, że JAZZS50 jest konstrukcją trwałą, solidną i niezawodną. Wynosi standard na wyższy poziom jakościowy. Pomimo tego, że jest wykonany ze stali potrafiliśmy zrobić wózek bardzo lekki a zarazem bardzo wytrzymały. Wózek ma budowę modułową i pozwala na rozbudowę w sposób, który umożliwi dopasowanie do indywidualnych wymagań użytkownika. Długość GWARANCJI jaką dajemy na konstrukcję metalową - 5 lat - mówi sama za siebie.

Na legendę trzeba sobie zasłużyć, a ten wózek na przestrzeni już lat zapracował na swoją reputację z nawiązką.

- Pełna rozmiarówka: 39cm, 42cm, 44cm, 46cm, 48cm, 50cm,
- podłokietnik tylko B03(ścięty), odchylany i wyciągany, inne podłokietniki opcjonalne,
- koła przednie i tylne krypton - bezdętkowe o sprężystości prawidłowo napompowanego koła, możliwe koła pompowane,
- koła tylne na szybkozłączce,
- obręcze kół tylnych aluminiowe,
- wspomaganie przechyłu,
- hamulec - karbowany watek,
- odbłaski z przodu i z tyłu,

5 lat  
gwarancji

16,1 kg  
waga  
wózka

130 kg  
użytkownik

JAKOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ  
i  
BEZPIECZEŃSTWO



Jest to odmiana modelu JazzS50 ale z dodatkowym wyposażeniem, które podnosi standard na wyższy poziom funkcjonalny.


Wyposażenie modelu JazzS50(WD)B69:

- Rączki oparcia łamane w połowie - wózek zajmuje w transporcie jeszcze mniej miejsca.
- Hamulce dla osoby towarzyszącej - bardzo istotna funkcja związana z bezpieczeństwem dla osób, które pchają wózek na pochyleniach i nie tylko. Taki hamulec powoduje pełną kontrolę nad wózkiem podczas przewożenia osób.
- Kieszka za oparciem na podręczne rzeczy.
- Wygodna poduszka na siedzisko i oparcie.
- Dwukolorowa tapicerka z materiału AirFlow. Zapewnia odpowiednią wentylację.



Szerokość siedziska	39, 42, 44, 46, 48, 50, cm	Wysokość płyty pod stopę od siedziska	37 -44 cm
Głębokość siedziska	45, cm	Wysokość podłokietnika od siedziska	22 cm
Szerokość całkowita	56.5, 59.5, 61.5, 63.5, 65.5, 67.5 cm	Kąt nachylenia siedziska	5°
Wysokość siedziska	50 cm	Waga wózka*	16.6 kg
Wysokość oparcia	42 cm	Waga użytkownika	130 kg
Długość wózka całkowita*	110.9cm		

rama tapicerka



\*Uwaga - Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka, rozmiaru kół, rodzaju podnóżków, rodzaju podłokietników, wysokości oparcia itp. Dopuszczalne odchylenia: rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.