

# System przeciwoleżynowy ROHO® Sofflex2®



**NIE WYMAGA ZASILANIA**

## Zastosowanie:

- dla osób zagrożonych odleżynami w stopniu umiarkowanym lub wysokim
- dla osób zagrożonych innymi urazami skóry
- dla osób z występującymi odleżynami dowolnego stopnia, będących po przeszczepach skóry lub po wcześniej przebytej resekcji tkanki skórnej

## Właściwości i korzyści:

Technologia AIR FLOATATION® to równomierne rozłożenie nacisku ciała i ograniczenie występowania punktów szczególnie narażonych na uszkodzenia skóry.

**Niska waga:** Waga całego materaca SOFFLEX2® to tylko 3kg, co czyni go niezwykle łatwym w transporcie, użytkowaniu i pielęgnacji.

**Dostosowanie:** Trzy sekcje niezależnie pompowane, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb użytkownika.

**Stałościeniowy:** Nie wymaga zastosowania pompy ani zasilania zewnętrznego.

## OCHRONA SKÓRY

Ochrona skóry pacjenta jest kluczową kwestią w profilaktyce powstawania odleżyn oraz podczas procesu ich leczenia. System SOFFLEX2® został zaprojektowany tak, aby wspomagać i utrzymywać prawidłowe krążenie krwi. Pozwala zapobiegać powstawaniu odleżyn oraz wspomaga leczenie już istniejących uszkodzeń skóry.

## BEZ PRĄDU

System SOFFLEX2® nie wymaga zasilania elektrycznego, zapewnia doskonałą ochronę niezależną od przerw w dostawach energii. Dzięki stałemu ciśnieniu, brakowi hałasującej pompy czy ruchów powierzchni charakterystycznych dla materacy zmiennociśnieniowych materac SOFFLEX2® stwarza doskonałe warunki do rekonwalescencji.

## ŁATWOŚĆ DOSTOSOWANIA

System SOFFLEX2® jest niezwykle prosty w użyciu. Aby dopasować go do indywidualnych potrzeb użytkownika, należy po prostu dopompować lub wypuścić część powietrza z odpowiedniej sekcji materaca.

# System przeciwoleżynowy ROHO® Sofflex2®

## W zestawie:

System Sofflex2® (3 sekcje), pompka ręczna, zestaw naprawczy, instrukcja obsługi.

## Materiał:

Poliuretan (trudnopalny).

## Wymiary:

3 sekcje – 91,5 x 207,5 x 9 cm;  
1 sekcja – 91,5 x 70 x 9 cm.

## Waga:

Cały system – 3,0 kg; 1 sekcja – 1 kg.

## Maksymalna waga użytkownika:

136 kg.

## Gwarancja:

18 miesięcy.

