

Stabilizator stawu skokowego AirSport (02M)

NFZ: J.036

AIRCAST®

Pierwszy stabilizator łączący optymalne zabezpieczenie przed urazami oraz wysoki komfort użytkowania. Posiada wyprofilowane łuski usztywniające oraz obszywane poduszki powietrzne tworzące masujący ucisk. Dodatkową kompresję i stabilizację zapewnia specjalny pasek umieszczony wokół ścięgna Achillesa.

Stabilizator zakłada się w łatwy i szybki sposób wsuwając go na stopę jak skarpetkę. Przeznaczony do leczenia urazów dla osób aktywnych.



Wskazania:

- skręcenia, zwichnięcia i złamania w obrębie kostki,
- profilaktyka,
- przewlekła niestabilność więzadeł,
- stabilizacja i leczenie czynnościowe urazów stawu skokowego.

Cechy:

- anatomicznie profilowane łuski od wewnątrz posiadają dwukomorowy system poduszek powietrznych: Duplex Aircell System
- tkanina okrywająca z dwóch stron panele zapewnia wysoki komfort użytkowania,
- elastyczny pasek tylny wraz z osłoną oplatającą stopę stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed supinacją oraz zapobiega przemieszczaniu się stabilizatora podczas ruchu,
- bardzo mocna stabilizacja obejmująca tylko miejsce urazu,
- wyjątkowa konstrukcja stabilizatora przejmuje funkcję uszkodzonych więzadeł.

Działanie:

- zabezpiecza przed ruchami skrętnymi stopy,
- wspomaga redukcję obrzęku przyspieszając proces rehabilitacji,
- zapewnia szybszy powrót do aktywności ruchowej.

Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu	
		Lewa	Prawa
XS	≤36	02MXSL	02MXSR
S	37-40	02MSL	02MSR
M	41-44	02MML	02MMR
L	45-47	02MLL	02MLR
XL	>48	02MXLL	02MXLR