

Krótka orteza stopowo-goleniowa Air Select Short 01ES

NFZ: J.037

AIRCAST®

Jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów, u których zabrania się stosowania ortezy o standardowej wysokości. Dzięki okładzinie piankowej i komórkom powietrznym orteza stopy zapewnia wygodne chodzenie i skuteczną redukcję obrzęku. Orteza AirSelect Short 01ES zawiera wbudowaną pompkę do dopasowania ucisku komór powietrznych. Orteza pasuje na prawą i lewą nogę.



Wskazania:

- złamania śródstopia
- złamanie zmęczeniowe i stabilne złamanie stopy
- bunionectomia (chirurgiczne usunięcie nadmiaru tkanki kostnej w okolicy bocznej stawu śródstopno-palcowego), hallux valgus (paluch koślawy)
- urazy tkanek miękkich
- poważne skręcenie kostki

Cechy:

- lekka i półsztywna konstrukcja zapewnia optymalną stabilizację,
- indywidualna regulacja kompresji komór powietrznych za pomocą zintegrowanej pompki,
- miękka wyprofilowana podeszwa amortyzuje wstrząsy, zapewnia prawidłowe, przetoczenie stopy zapobiegając zanikaniu prawidłowego wzoru chodu.

Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu
XS	≤ 35,5	01ES-XS
S	35,5 – 39,5	01ES-S
M	39,5 – 43	01ES-M
L	43 – 47	01ES-L
XL	> 47	01ES-XL

