

## REBOUND® AIR WALKER

Rebound Air Walker to but ortopedyczny wyposażony w pompkę powietrza i zawór zwalniający, który zapewnia łatwe napełnianie/opróżnianie i stałą, regulowaną kompresję. But został zaprojektowany tak, by zwiększyć poziom ochrony, ułatwić zakładanie i stosowanie, zwiększyć komfort noszenia oraz skuteczność działania.



### WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Schorzenia stopy i stawu skokowego, w których znaczne ograniczenie ruchomości może być korzystne, to np.:
- Skręcenia stawu skokowego stopnia 2 i 3
  - Stabilne złamania
  - Rehabilitacja po operacjach
  - W przypadku stosowania zestawu z klinem na ścięgno Achillesa urazy ścięgna Achillesa można leczyć zachowawczo lub pooperacyjnie

### FUNKCJE I KORZYŚCI

- Połączone poduszki w środku oraz z boku ortezy zapewniają zrównoważoną kompresję, a ich kształt dopasowuje się do ścięgna Achillesa, co pozwala utrzymać stopę w odpowiedniej pozycji.
- Kołyskowa podeszwa ułatwia naturalny, stabilny chód, a dopasowana ochrona palców stopy zapewnia dodatkowe zabezpieczenie.
- Pasy zapinane z przodu ułatwiają zakładanie ortezy, jej dopasowanie oraz zdejmowanie.
- Materiał EVA zwiększa amortyzację stopy.
- Pompka powietrza i zawór zwalniający zapewniają łatwe napełnianie/opróżnianie oraz stałą, regulowaną kompresję.
- Krawędzie typu Flex Edge™ dopasowują się do pacjenta i zmniejszają ryzyko występowania ucisku.
- Wentylowane panele chłoną wilgoć, zapobiegając rozwojowi się do zwiększenia komfortu pacjenta.

### WYMAGANE POMIARY

- Rozmiar buta